

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc8A2 (Ncx2) Per Wb, Elisa - Q9Upr5

Numero articolo: CM0014580

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC8A2 (NCX2) umano, validato per WB ed ELISA. Targetizza lo scambiatore sodio/calcio 2, un regolatore chiave dell'omeostasi del Ca²⁺ neuronale, della plasticità sinaptica e dell'escrezione ionica urinaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	SLC8A2 Rabbit pAb
Note/Alias	NCX2; SLC8A2
Specie	Umano
GeneID (umano)	6543
GeneID	6543
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-450 di SLC8A2 umano (NP_055878.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UPR5
Peso della proteina	100 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante