

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc9A3R1 Per Wb, Elisa - O14745

Numero articolo: CM0013648



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SLC9A3R1 validato per WB ed ELISA, diretto contro la proteina scaffold NHERF1/EBP50 umana, murina e di ratto. Ideale per lo studio del trasporto ionico, della segnalazione Wnt e delle interazioni membrana-citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC9A3R1 Rabbit pAb
Note/alias	EBP50; NHERF; NHE-RF; NHERF-1; NPHLOP2; SLC9A3R1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	9368
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 189-358 di SLC9A3R1 umano (NP_004243.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O14745
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante