


Anticorpo Policlonale Anti-Slc9A3R2 Per Wb, Elisa - Q15599

Numero articolo: CM0021505



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting SLC9A3R2 (NHERF2), validato per WB ed ELISA. Questa proteina impalcatura collega le proteine della membrana plasmatica al citoscheletro di actina e regola l'espressione di superficie. Ideale per la ricerca sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC9A3R2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SIP1; OCTS2; SIP-1; TKA-1; E3KARP; NHE3RF2; NHERF-2; SLC9A3R2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9351
Gene ID	9351
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-300 di SLC9A3R2 umano (NP_001123484).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15599
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio