

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc9A6 Per Wb E Elisa - Q92581

Numero articolo: CM0027447

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SLC9A6 per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con il topo. Rileva lo scambiatore sodio/idrogeno 6, coinvolto nella regolazione del pH endosomiale e nel neurosviluppo. Ideale per la ricerca sulle neuroscienze e sul trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC9A6 Rabbit pAb
Note/Alias	MRSA; NHE6; MRXSCH; SLC9A6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10479
GeneID	10479
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 542-701 di SLC9A6 umano (NP_001036002.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q92581
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio