


Anticorpo Policlonale Anti-Slco1B1 Per Wb, Elisa - Q9Y6L6

Numero articolo: CM0024583



introduzione

pAb coniglio SLCO1B1, validato per WB ed ELISA, rileva SLCO1B1 umano (OATP-C) con reattività crociata verso topo e ratto. Esplora il trasporto epatico di anioni organici e la farmacologia delle statine con questo anticorpo per trasportatore da 76 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	pAb coniglio SLCO1B1
Osservazioni/Alias	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
Specie	Umano
GeneID (umano)	10599
GeneID	10599
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 597-691 di SLCO1B1 umano (NP_006437.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6L6
Peso Proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio