

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slco2B1 Per Wb/Elisa - 094956

Numero articolo: CM0014529

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLCO2B1 umano (OATPB/OATP2B1), adatto per WB e ELISA. Rileva il trasportatore di anioni organici di ~77kDa nell'uomo e nel topo; ideale per studi sul trasporto di steroidi/farmaci e studi epatici/placentari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLCO2B1 Rabbit pAb
Note/Alias	OATPB; OATP-B; OATP2B1; SLC21A9; SLCO2B1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	11309
GeneID	11309
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-210 di SLCO2B1 umano (NP_009187.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	094956
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio