

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slco3A1 Per Wb, Elisa - Q9Uig8

Numero articolo: CM0016075

introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio SLCO3A1 di CamelBio (OATP-D, OATP3A1) è validato per WB ed ELISA. Rileva SLCO3A1 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sui trasportatori di anioni organici e per studi di distribuzione tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLCO3A1 Rabbit pAb
Note/Alias	OATPD; OATP-D; OATP3A1; OATPRP3; OATP-RP3; SLC21A11; SLCO3A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	28232
GeneID	28232
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UIG8
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio