

Anticorpo Policlonale Anti-Slco6A1 Per Wb, Elisa - Q86Ug4

Numero articolo: CM0015746

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLCO6A1 umano (OATP6A1, CT48), convalidato per WB e ELISA. Rileva campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca su antigeni cancro/testicolo e trasportatori di anioni organici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLCO6A1 Rabbit pAb
Note / Alias	GST; CT48; OATPY; OATP-I; OATP6A1; SLCO6A1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	133482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 480-580 di SLCO6A1 umano (NP_775759.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86UG4
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio