

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slfn11 Per Wb, Elisa - Q7Z7L1

Numero articolo: CM0020936



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SLFN11 validato per WB, ELISA in campioni umani. Bersaglia la SLFN11 umana, un inibitore della replicazione del DNA e fattore di restrizione antivirale. Ideale per la ricerca sul danno al DNA e antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-SLFN11
Note/Alias	SLFN8/9; SLFN11
Specie	Umana
GeneID (Umano)	91607
GeneID	91607
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 132-328 della SLFN11 umana (NP_689483.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q7Z7L1
Peso proteico	103kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio