


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Slfn12 Per Wb E Elisa - Q8Iym2

Numero articolo: CM0019689



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro SLFN12 umano, convalidato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio dell'apoptosi indotta da estrogeni, della degradazione dell'rRNA e delle vie di differenziazione cellulare. SWISS: Q8IYM2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLFN12 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SLFN3; SLFN12
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55106
ID Gene	55106
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 320-390 di SLFN12 umano (NP_001275938.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q8IYM2
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio