


Anticorpo Policlonale Anti-Slirp Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzt3

Numero articolo: CM0018519



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLIRP umano, una proteina mitocondriale legante l'RNA e corepressore del recettore nucleare. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per studiare la regolazione trascrizionale mediata da SRA e la funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLIRP Rabbit pAb
Note/Alias	DC50; PD04872; C14orf156; SLIRP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	81892
GeneID	81892
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza entro gli amminoacidi 1-100 di SLIRP umano (NP_112487.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9GZT3
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio