

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slit1 Per Wb, Elisa - O75093

Numero articolo: CM0022520

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SLIT1 (O75093) validato per WB ed ELISA. Riconosce la SLIT1 umana, un segnale di guida secreto coinvolto nello sviluppo neurale. Ideale per la ricerca neuroscientifica e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-SLIT1
Note/Alias	MEGF4; SLIL1; SLIT3; SLIT-1; SLIT1
Specie	Umana
GeneID (umano)	6585
GeneID	6585
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1315-1534 della SLIT1 umana (NP_003052.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O75093
Peso proteico	168kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio