

Anticorpo Policlonale Anti-Slitrk6 Per Wb, Elisa - Q9H5Y7

Numero articolo: CM0026480

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SLITRK6 convalidato per applicazioni WB e ELISA. Riconosce SLITRK6 di origine umana, di topo e di ratto, un regolatore della crescita dei neuriti collegato all'udito e alla vista. Adatto per la ricerca neurologica e sensoriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLITRK6 Rabbit pAb
Note/Alias	DFNMYP; SLITRK6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84189
GeneID	84189
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 621-816 di SLITRK6 umano (NP_115605.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H5Y7
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Ghiaccio secco