

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slmap Per Wb, Elisa - Q14Bn4

Numero articolo: CM0022018



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana SLMAP. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Utile per studiare la segnalazione Hippo e il controllo della crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SLMAP Rabbit pAb
Note/Alias	SLAP; SLMAP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7871
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 540-790 di SLMAP umano (NP_009090.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14BN4
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio