

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Slp2 Per Western Blot E Elisa - Q9Ujz1

Numero articolo: CM0003237

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-SLP2 ad alta specificità convalidato per WB e ELISA. Soggetto SLP2 umano con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLP2 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	SLP-2; HSPC108; SLP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	30968
GeneID	30968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-130 di SLP2 umano (Q9UJZ1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJZ1
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio