

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slpi Per Wb, Elisa - P03973

Numero articolo: CM0024384



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SLPI validato per WB, ELISA. Rileva l'antileucoproteinasasi in umano, topo, ratto; un inibitore di proteasi di 14 kDa dell'immunità innata. Per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLPI Rabbit pAb
Note/Alias	ALP; MPI; ALK1; BLPI; HUSI; WAP4; WFDC4; HUSI-I; SLPI
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6590
GeneID	6590
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P03973
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio