

Anticorpo Policlonale Anti-Sltm Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Nwh9

Numero articolo: CM0023871

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLTM umano (modulatore della trascrizione tipo SAFB), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per studi sulla regolazione trascrizionale e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLTM Rabbit pAb
Note/Alias	Met; SLTM
Specie	Umano
GenelD (Umano)	79811
GenelD	79811
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 900-1000 di SLTM umano (NP_079031.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q9NWH9
Peso Proteico	117kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio