

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Slug Per Wb Ed Elisa - O43623

Numero articolo: CM0010862

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro Slug umano (SNAI2) per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Ideale per studi sulla transizione epitelio-mesenchimale (EMT), sullo sviluppo della cresta neurale e sulla ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Slug Rabbit mAb
Note/alias	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAI2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6591
GeneID	6591
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O43623
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante