

## Anticorpo Policlonale Anti-Slug Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43623

Numero articolo: CM0018297

### introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-Slug Coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva Slug/SNAI2 in Umano, Topo, Ratto. Ideale per la ricerca su EMT e cancro. - O43623

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto            | Anticorpo Policlonale Anti-Slug Coniglio (pAb)                                                                  |
| Note/Sinonimi            | SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAI2; Slug                                                                          |
| Specie                   | Umano                                                                                                           |
| ID Gene (Umano)          | 6591                                                                                                            |
| ID Gene                  | 6591                                                                                                            |
| Immunogeno               | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 21-120 di Slug umano (NP_003059.1) |
| Sorgente                 | Coniglio                                                                                                        |
| Categoria                | Anticorpi Policlonali                                                                                           |
| Applicazione             | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                |
| Reattività Incrociata    | Umano, Topo, Ratto                                                                                              |
| SWISS                    | O43623                                                                                                          |
| Peso Molecolare Proteico | 30kDa                                                                                                           |
| Spedizione               | Sacchetto di ghiaccio                                                                                           |