


Anticorpo Policlonale Anti-Smac/Diablo Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Nr28

Numero articolo: CM0018948



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a Smac/Diablo umano (SMAC; DFNA64) per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'apoptosi e sulle interazioni IAP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio Smac/Diablo
Osservazioni/Alias	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Specie	Umano
GeneID (umano)	56616
GeneID	56616
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-239 di Smac/Diablo umano (NP_063940.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NR28
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio