


Anticorpo Monoclonale Anti-Smad1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15797

Numero articolo: CM0003193



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Smad1, validato per Western blot, IHC-P, IP ed ELISA. Riconosce Smad1 umano e murino; adatto per la ricerca sulla segnalazione BMP/TGF- β .

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] Smad1 Rabbit mAb
Note/Alias	BSP1, JV41, BSP-1, JV4-1, MADH1, MADR1, d1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4086
GeneID	4086
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-240 di Smad1 umano (NP_005891.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15797
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio