


Anticorpo Monoclonale Anti-Smad1 (Validato Ko) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15797

Numero articolo: CM0007686



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato mediante knockout (KO) contro Smad1 umano, adatto per Western blot (WB), immunofluorescenza/immunocitochimica (IF/ICC) ed ELISA. Rileva Smad1 nelle specie umana e murina. Smad1 è un modulatore trascrizionale chiave nelle vie di segnalazione BMP coinvolte nello sviluppo embrionale e nella differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Smad1 Rabbit mAb [validato KO]
Note/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4086
GeneID	4086
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-260 di Smad1 umano (NP_001003688.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q15797
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio