


Anticorpo Policlonale Anti-Smad1 Per Wb, Elisa - Q15797

Numero articolo: CM0018307



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a Smad1 umano (aa 20-240). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche sulla segnalazione BMP e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Smad1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Smad1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4086
GeneID	4086
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-240 di Smad1 umano (NP_001003688.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15797
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio