


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Smad1 (Convalidato Ko) Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15797

Numero articolo: CM0006807



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO che riconosce Smad1 umano (Q15797). Adatto per WB, IHC-P, IP, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano e topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione BMP, la biologia dello sviluppo e gli studi sull'omeostasi tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Convalidato KO] mAb di Coniglio anti-Smad1
Note/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4086
ID Gene	4086
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-240 di Smad1 umano (NP_005891.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15797
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca refrigerante