


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Smad2 (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15796

Numero articolo: CM0025803



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO contro Smad2 umano, adatto per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione TGF-beta e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	[Validato KO] Smad2 Rabbit pAb
Note/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; d2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4087
ID gene	4087
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Smad2 umano (NP_005892.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15796
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio