


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Smad2/Smad3 Per Wb, Ip, Chip, Elisa - Q15796 / P84022

Numero articolo: CM0011255



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-SMAD2/SMAD3 convalidato KO per Western blot, immunoprecipitazione, immunoprecipitazione della cromatina e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia il trasduttore di segnale TGF-beta/attivina SMAD2/SMAD3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] SMAD2/SMAD3 Rabbit mAb
Note/Alias	CHTD8; JV18; JV18-1; LDS6; MADH2; MADR2; hMAD-2; hSMAD2; HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; hMAD-3; hSMAD3; mad3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4087/4088
GeneID	4087/4088
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 198-298 di SMAD2/SMAD3 umano (NP_005892.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, CHIP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15796/P84022
Peso proteico	25-52 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio