


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Smad2/Smad3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15796/P84022

Numero articolo: CM0019884



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SMAD2/SMAD3, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva SMAD2/SMAD3 umano, murino e di ratto. Elevata specificità per la ricerca sulla segnalazione TGF-beta e gli studi oncologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMAD2/SMAD3 Rabbit pAb
Note/Alias	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; SMAD2/SMAD3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4087/4088
GeneID	4087/4088
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-270 di SMAD2/SMAD3SMAD3 umano (NP_005893.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15796/P84022
Peso della proteina	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Spedizione	Borsa refrigerante