


Anticorpo Monoclonale Anti-Smad3 (Validato Ko) Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P84022

Numero articolo: CM0006476



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alta specificità che targeting Smad3 umano (P84022). Validato KO per Western blot, immunoprecipitazione, immunochimica ed ELISA. Adatto per investigare la trascrizione mediata da TGF- β e la condrogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Smad3 Rabbit mAb
Note/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4088
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 119-219 di Smad3 umano (NP_005893.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P84022
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio