


Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Smad3 Da Coniglio (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Numero articolo: CM0007349



introduzione

Anticorpo monoclonale da coniglio specifico per Smad3 umano, validato per Western blot, immunoistochimica (paraffina) ed ELISA. Rileva Smad3 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione del TGF- β .

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	[Validato KO] Anticorpo monoclonale da coniglio anti-Smad3
Note/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4088
GeneID	4088
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di Smad3 umano (NP_005893.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P84022
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio