


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Smad3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P84022

Numero articolo: CM0022715



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-Smad3 di alta qualità convalidato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA in uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione TGF-beta e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Smad3 Rabbit pAb
Note/Alias	LDS3, mad3, LDS1C, MADH3, JV15-2, hMAD-3, hSMAD3, HSPC193, HsT17436, Smad3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4088
GeneID	4088
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-250 della Smad3 umana (NP_005893.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policloni
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P84022
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio