


Anticorpo Policlonale Anti-Smad4 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13485

Numero articolo: CM0025045



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Smad4 umano (SWISS: Q13485) per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Validato in umano, topo, ratto. Reagente chiave per la ricerca sulla segnalazione TGF-beta e soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Smad4 Rabbit pAb
Note/Alias	JIP; DPC4; MADH4; MYHRS; Smad4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4089
GeneID	4089
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-552 di Smad4 umano (NP_005350.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13485
Peso Proteico	60 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio