


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Smad5 (Validato Ko) Per Wb, Elisa - Q99717

Numero articolo: CM0007071



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Smad5 validato per WB ed ELISA, che riconosce Smad5 umano, murino e ratto. Un fattore di trascrizione chiave nella segnalazione BMP, coinvolto nello sviluppo e nell'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | [Validato KO] mAb coniglio Smad5                                                                                             |
| Osservazioni/Alias    | DWFC; JV5-1; MADH5; d5                                                                                                       |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)        | 4090                                                                                                                         |
| GeneID                | 4090                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 186-260 di Smad5 umano (NP_005894.3) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività incrociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                          |
| SWISS                 | Q99717                                                                                                                       |
| Peso proteico         | 52 kDa                                                                                                                       |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |