


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Smad5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99717

Numero articolo: CM0023165



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Smad5, convalidato per WB, IHC-P, ELISA in esseri umani, topi e ratti. Riconosce il membro 5 della famiglia SMAD da 52 kDa, un regolatore trascrizionale chiave nella segnalazione BMP e nel metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Smad5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
Specie	Umana
ID gene (Umano)	4090
ID gene	4090
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 186-465 di Smad5 umano (NP_005894.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99717
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio