

Anticorpo Policlonale Anti-Smad9 Per Ihc-P Ed Elisa - O15198

Numero articolo: CM0029579



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su SMAD9 umano (Smad8), verificato per IHC-P ed ELISA. Rileva SMAD9 in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per studi sulla via di segnalazione BMP e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Smad9 Rabbit pAb
Note/Alias	PPH2; MADH6; MADH9; SMAD8; SMAD8A; SMAD8B; SMAD8/9; Smad9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4093
GeneID	4093
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 di Smad9 umano (NP_005896.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15198
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio