


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Smap1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iyb5

Numero articolo: CM0021449



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SMAP1 di alta qualità per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce con SMAP1 umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio dell'endocitosi dipendente dalla clatrina e dell'eritropoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMAP1 pAb di coniglio
Note/Alias	SMAP-1; SMAP1
Specie	Umano
ID del gene	60682
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8IYB5
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante