

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Smarca1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P28370

Numero articolo: CM0013179

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana SMARCA1 (rimodellatore della cromatina correlato a SWI/SNF). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva SMARCA1 di origine umana, murina e di ratto. Ideale per studi sulla regolazione epigenetica e trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMARCA1 Rabbit pAb
Note/Alias	SWI; ISWI; SWI2; SNF2L; SNF2L1; SNF2LB; SNF2LT; hSNF2L; NURF140; SMARCA1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6594
GeneID	6594
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della proteina SMARCA1 umana (NP_003060.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28370
Peso proteico	123 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio