

Anticorpo Monoclonale Anti-Smarca2 / Brm Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Chip, Elisa - P51531

Numero articolo: CM0007054



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SMARCA2/BRM umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA. Bersaglio ATPasi coinvolta nel rimodellamento della cromatina, utile per la ricerca sulla trascrizione e sullo neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMARCA2 / BRM Rabbit mAb
Note/Alias	BIS; BRM; SNF2; SWI2; hBRM; NCBRS; Sth1p; BAF190; SNF2L2; SNF2LA; hSNF2a; SMARCA2 / BRM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6595
GeneID	6595
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P51531
Peso Proteico	181kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio