

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Smarca5/Snf2H Per Wb Ed Elisa - O60264

Numero articolo: CM0020326



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SMARCA5/SNF2H umano, un rimodellatore della cromatina ATP-dipendente. Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studiare il rimodellamento dei nucleosomi, la replicazione del DNA e la regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMARCA5/SNF2H Rabbit pAb
Note/Alias	ISWI; SNF2H; hISWI; hSNF2H; WCRF135; SMARCA5/SNF2H
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8467
ID Gene	8467
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-400 di SMARCA5/SNF2H umano (NP_003592.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O60264
Peso Proteico	122kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio