


Anticorpo Monoclonale Anti-Smarcad1 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H4L7

Numero articolo: CM0005410



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato al SMARCAD1 umano, validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva SMARCAD1 in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sul rimodellamento della cromatina e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMARCAD1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS
Specie	Umano
GenelD (Umano)	56916
GenelD	56916
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 928-1026 del SMARCAD1 umano (NP_064544.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9H4L7
Peso Proteico	68 kDa / 117 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio