


Anticorpo Policlonale Anti-Smarcad1 Per Wb, Elisa - Q9H4L7

Numero articolo: CM0022748



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SMARCAD1 umano, validato per WB ed ELISA. Prende di mira un rimodellatore della cromatina ATP-dipendente essenziale per la riparazione del DNA e l'organizzazione dell'eterocromatina. Ideale per la ricerca sulla biologia della cromatina e sui danni al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	SMARCAD1 Rabbit pAb
Note/Alias	SMARCAD1; ADERM; BASNS; ETL1; HEL1; regolatore della cromatina della sottofamiglia A correlato a SWI/SNF, associato alla matrice, dipendente dall'actina e contenente il box DEAD/H 1
Specie	Umano
GeneID (umano)	56916
GeneID	56916
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 928-1026 di SMARCAD1 umano (NP_064544.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9H4L7
Peso della proteina	68 kDa/117 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante