

Anticorpo Monoclonale Anti-Smarcb1/Snf5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q12824

Numero articolo: CM0006100



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO contro SMARCB1/SNF5 umano (BAF47, INI1), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio SMARCB1/SNF5
Note/Alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6598
ID Gene	6598
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12824
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca refrigerante