

Anticorpo Monoclonale Anti-Smarcb1/Snf5 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q12824

Numero articolo: CM0011046



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia SMARCB1/SNF5, validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Riconosce essere umano, topo, ratto. Componente centrale del complesso BAF, soppressore tumorale adatto per la ricerca sul rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] SMARCB1/SNF5 Rabbit mAb
Note / Alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNF5; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	6598
ID Gene	6598
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q12824
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio