

Anticorpo Policlonale Anti-Smarcb1/Snf5 Per Wb, Elisa - Q12824

Numero articolo: CM0022078



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio SMARCB1/SNF5 validato per WB ed ELISA. Reagisce con Umano, Topo e Ratto. Componente principale del complesso di rimodellamento della cromatina BAF con ruoli nel controllo del ciclo cellulare e nella soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMARCB1/SNF5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNF5; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; SMARCB1/SNF5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6598
GeneID	6598
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12824
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio