

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Smarcb1/Snf5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q12824

Numero articolo: CM0030148



introduzione

Anticorpo policlonale SMARCB1/SNF5 di coniglio (Q12824) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo, ratto. Rileva la proteina BAF47 da 44kDa, componente principale del complesso di rimodellamento della cromatina SWI/SNF coinvolto nel controllo del ciclo cellulare e nella soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMARCB1/SNF5 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNF5; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144
Specie	Umano
ID Gene	6598 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 di SMARCB1/SNF5 umano (NP_003064.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q12824
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio