

Anticorpo Monoclonale Anti-Smarcc1/Baf155 Per Wb, If/Icc, Elisa, Chip - Q92922

Numero articolo: CM0011419



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio convalidato KO mirato a SMARCC1/BAF155, adatto per WB, IF/ICC, ELISA e ChIP. Rileva SMARCC1 umano e murino (~123 kDa). Essenziale per il rimodellamento della cromatina e lo sviluppo neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] SMARCC1/BAF155 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACC1; 55
Specie	Umano
GeneID (umano)	6599
GeneID	6599
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q92922
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio