


Anticorpo Policlonale Anti-Smarcc2 Per Wb, Elisa - Q8Taq2

Numero articolo: CM0022498



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SMARCC2 (BAF170), una subunità di rimodellamento della cromatina SWI/SNF. Adatto per WB e ELISA. Rileva SMARCC2 umano, di topo e di ratto. Supporta la ricerca sulla regolazione trascrizionale, la neurogenesi e la differenziazione mieloide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMARCC2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CSS8, Rsc8, BAF170, CRACC2, SMARCC2
Specie	Umana
GeneID	6601
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 della SMARCC2 umana (NP_620706.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TAQ2
Peso proteico	133 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio