

Anticorpo Policlonale Anti-Smarcd1 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q96Gm5

Numero articolo: CM0024887



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting SMARCD1 (BAF60A), una subunità del complesso di rimodellamento della cromatina SWI/SNF; confermato per WB e ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMARCD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CSS11; Rsc6p; BAF60A; CRACD1; SMARCD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6602
GeneID	6602
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 216-515 di SMARCD1 umano (NP_003067.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96GM5
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio