

Anticorpo Policlonale Anti-Smarcd2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92925

Numero articolo: CM0015805

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SMARCD2 (BAF60B), un fattore di rimodellamento della cromatina. Validato per WB, IHC-P ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla cromatina e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMARCD2 Rabbit pAb
Note/alias	SGD2; Rsc6p; BAF60B; CRACD2; PRO2451; SMARCD2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6603
GeneID	6603
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 454-531 di SMARCD2 umano (NP_001091896.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q92925
Peso della proteina	59 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio