

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Smarcd3 Per Wb, Elisa - Q6Ste5

Numero articolo: CM0024518

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per SMARCD3 (BAF60C), un fattore chiave di rimodellamento della cromatina. Validato per WB e ELISA, reagisce con campioni umani, di topo e ratto. Ideale per ricerche sulla regolazione trascrizionale e la neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMARCD3 Rabbit pAb
Note / Alias	Rsc6p; BAF60C; CRACD3; SMARCD3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6604
GeneID	6604
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 275-440 della SMARCD3 umana (NP_001003801.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6STE5
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio