


Anticorpo Policlonale Anti-Smc1 Da Coniglio Per Wb E Elisa - Q14683

Numero articolo: CM0025015



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro SMC1 umano, convalidato per WB e ELISA. Rileva la proteina endogena SMC1 (~143 kDa) in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per ricerche sulla coesione cromosomica e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMC1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8243
GeneID	8243
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di SMC1 umano (NP_006297.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q14683
Peso proteico	143kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio